

**ETHICON**

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

# Katalog Produktów



# Staplers



# Ethicon Surgical Care Staplery

Liniowy stapler tnący 55,  
regulowana wysokość zamkniętej zszywki Ładunki sprzedawane są oddzielnie



KOD	WYBÓR KOLORÓW	TYP TKANKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
NTLC55		Wybierany	3

Liniowy stapler tnący 55,  
regulowana wysokość zamkniętej zszywki – ładunki



3-D - technologia zszywki przestrzennej



KOD	KOLOR	ILOŚĆ RZĘDÓW	TYP TKANKI	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
SR55		6	Normalna	4,3 mm	1,5 mm	12
		6	Normalna/Gruba	4,3 mm	1,8 mm	12
		6	Gruba	4,3 mm	2,0 mm	12

Liniowy stapler tnący 75,  
regulowana wysokość zamkniętej zszywki Ładunki sprzedawane są oddzielnie



KOD	WYBÓR KOLORÓW	TYP TKANKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
NTLC75		Wybierany	3

Liniowy stapler tnący 75,  
regulowana wysokość zamkniętej zszywki – ładunki



3-D - technologia zszywki przestrzennej



KOD	KOLOR	ILOŚĆ RZĘDÓW	TYP TKANKI	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
SR75		6	Normalna	4,3 mm	1,5 mm	12
		6	Normalna/Gruba	4,3 mm	1,8 mm	12
		6	Gruba	4,3 mm	2,0 mm	12

# Ethicon Surgical Care Staplery

## STAPLERY OKRĘŻNE

### Endoskopowe zakrzywione staplery okrężne



KOD	ŚREDNICA NOŻA	ŚREDNICA GŁOWICY	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	IŁOŚĆ / OPAKOWANIE
ECS21A	12,4 mm	21 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
ECS25A	16,4 mm	25 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
ECS29A	20,4 mm	29 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
ECS33A	24,4 mm	33 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3

### Zakrzywione staplery okrężne



KOD	ŚREDNICA NOŻA	ŚREDNICA GŁOWICY	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	IŁOŚĆ / OPAKOWANIE
CDH21A	12,4 mm	21 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
CDH25A	16,4 mm	25 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
CDH29A	20,4 mm	29 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
CDH33A	24,4 mm	33 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3

### Proste staplery okrężne



KOD	ŚREDNICA NOŻA	ŚREDNICA GŁOWICY	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	IŁOŚĆ / OPAKOWANIE
SDH21A	12,4 mm	21 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
SDH25A	16,4 mm	25 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
SDH29A	20,4 mm	29 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3
SDH33A	24,4 mm	33 mm	5,5 mm	1,0-2,5 mm Regulowana	3

# Ethicon Surgical Care Staplery

## STAPLERY LINIOWE

### Stapler liniowy TX 30 mm



KOD	KOLOR	TYP TKANKI	DOŁĄCZONY ŁADUNEK	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
TX30V	○ Biały	Naczyniowa	XR30V	2,5 mm	1,0 mm	3
XR30V	○ Biały	Naczyniowa	–	2,5 mm	1,0 mm	12

### Staplery liniowe TX 30 mm



KOD	KOLOR	TYP TKANKI	DOŁĄCZONY ŁADUNEK	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
TX30B	● Niebieski	Normalna	XR30B	3,5 mm	1,5 mm	3
TX30G	● Zielony	Gruba	XR30G	4,8 mm	2,0 mm	3

### Ładunki do staplerów liniowych TX 30 mm Do stosowania z (TX30B, TX30G)



KOD	KOLOR	TYP TKANKI	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
XR30B	● Niebieski	Normalna	3,5 mm	1,5 mm	12
XR30G	● Zielony	Gruba	4,8 mm	2,0 mm	12

# Ethicon Surgical Care Staplery

## Staplery liniowe TX 60 mm



TX60B



TX60G

KOD	KOLOR	TYP TKANKI	DOŁĄCZONY ŁADUNEK	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
<b>TX60B</b>	● Niebieski	Normalna	XR60B	3,5 mm	1,5 mm	3
<b>TX60G</b>	● Zielony	Gruba	XR60G	4,8 mm	2,0 mm	3

## Ładunki do staplerów liniowych TX 60 mm Do stosowania z (TX60B, X60G)



KOD	KOLOR	TYP TKANKI	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
<b>XR60B</b>	● Niebieski	Normalna	3,5 mm	1,5 mm	12
<b>XR60G</b>	● Zielony	Gruba	4,8 mm	2,0 mm	12

# Ethicon Surgical Care Staplery

## Staplery skórne ze stałą głowicą

taplery skórne z głowicą PROXIMATE® Plus MD; zszywki pokryte policzterofluoroetylenem (PTFE)



KOD	ROZMIAR	ŚREDNICA ZSZYWKI	ROZPIĘTOŚĆ ZSZYWKI	DŁUGOŚĆ NÓŻEK ZSZYWKI	ILOŚĆ ZSZYWEK	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
PMR35	Normalny	0,53 mm	5,7 mm	3,9 mm	35	6
PMW35	Szeroki	0,58 mm	6,9 mm	3,9 mm	35	6

## Ekstraktor zszywek



KOD	OPIS	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
PSX	Ekstraktor zszywek	12

# Ethicon Surgical Care Staplery

## ZAKRZYWIONE STAPLERY

### Staplery liniowe Contour® 40 mm



CS40B



CS40G

KOD	KOLOR	DOŁĄCZONY ŁADUNEK	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
CS40B	Niebieski	CR40B	3,5 mm	1,44 mm	3
CS40G	Zielony	CR40G	4,7 mm	2,0 mm	3

### Ładunki do staplerów liniowych Contour® 40 mm Do stosowania z (CS40B, CS40G)



KOD	KOLOR	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
CR40B	Niebieski	3,5 mm	1,44 mm	6
CR40G	Zielony	4,7 mm	2,0 mm	6

### Przegubowe staplery liniowe 55 mm



AX55B



AX55G

KOD	KOLOR	WYSOKOŚĆ OTWARTEJ ZSZYWKI	WYSOKOŚĆ ZAMKNIĘTEJ ZSZYWKI	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
AX55B	Niebieski	3,5 mm	1,5 mm	3
AX55G	Zielony	4,8 mm	2,0 mm	3



### Zakrzywiony profil. Proste zalety.

Zakrzywiony stapler tnący Contour™ to wielostrzałowy, jednorazowy instrument z zakrzywioną główką do symultanicznego cięcia i zamykania tkanek. Stapler aplikuje zszywki ze stopu tytanu w czterech rzędach i wykonuje 40 mm linię cięcia.

Podstawowe zalety:

- Unikalna zakrzywiona główka umożliwia jeszcze niższy dostęp do miednicy mniejszej niż w przypadku staplerów liniowych o długości linii szwu 30 mm
- Linia cięcia o długości 40mm w przestrzeni 30 mm
- Możliwość jednoczesnego cięcia i zamykania tkanek eliminuje konieczność stosowania klemów jelitowych i skalpela

