



Szwy Endoskopowe








0 ETHICON® EZ1
(3.5 Pk. Eur.) PDS® II
Polydioxanone
ENDOSUTURE SYSTEM
for Endoholder
Loop/Boucle/
Schlinge/Loop
Lazo/Lus
50cm
STERILE
AG8J5XPF
2013-06
CE 0086
Manufacturer
Johnson & Johnson S.p.A.

Szwy Endoskopowe Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem

		Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
		VICRYL	0	53 cm fioletowy	12	MIC511G
		PDS II	3/0	53 cm fioletowy	12	MIC108G
		PDS II	2/0	53 cm fioletowy	12	MIC109G
		PDS II	0	53 cm fioletowy	12	MIC110G
		PDS II	1	53 cm fioletowy	12	MIC111G
		PDS II	0	63 cm fioletowy	12	MIC112G
		PDS II	1	63 cm fioletowy	12	MIC113G
		-	-	-	-	-


Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 SH PLUS 1/2 koła Igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS	26	PDS II	2/0	120 cm fioletowy	12	MIC136G
				0	100 cm fioletowy	12	MIC134G
	 SHT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT	25,9	PDS II	2/0	100 cm fioletowy	12	MIC131G
	 SHT Igła okrągła, laparoskopowa TAPER POINT	25,9	PDS II	0	100 cm fioletowy	12	MIC130G
 ST-4 VB Igła prosta, okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT	19	PDS II	2/0	100 cm fioletowy	12	MIC133G	

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek


Szwy Endoskopowe

Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	<p style="text-align: center;">PSG</p> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Igła prosta, odwrotnie tnąca II generacji, dwuwklęsła PRIME</p>	30	PDS II	0	100 cm fioletowy	12	MIC171G
				1	100 cm fioletowy	12	MIC170G

Szwy Endoskopowe







Podwiązki endoskopowe

		Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
		VICRYL	0	40 cm	12	EJ11
		PDS II	0	40 cm fioletowy	12	EZ11

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek



Szwy Endoskopowe

Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem


	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 EN-3 Igła okrągło-tnąca o komponowanej krzywiznie TAPER CUT	24	VICRYL	2/0	110 cm fioletowy	12	EB12
	0			110 cm fioletowy	12	EB11	
	PDS II		2/0	110 cm fioletowy	12	EA12	
	 SHT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT	26	PDS II	2/0	110 cm fioletowy	12	EA62G
	 EN-3 Igła okrągło-tnąca o komponowanej krzywiznie TAPER CUT	24	PROLENE	2/0	110 cm niebieski	12	ED12
	 SH PLUS 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS	26	ETHIBOND EXCEL	0	110 cm zielony	12	EC50
 JB VB 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	26	ETHIBOND EXCEL	2/0	110 cm zielony	12	EC52	

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	<p style="text-align: center;">SH PLUS</p>  <p style="text-align: center;">1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS</p> <p style="text-align: center;">⊖</p>	26	ETHIBOND EXCEL	0	120 cm zielony	36	X1059H

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	<p style="text-align: center;">BB VB</p>  <p style="text-align: center;">3/8 koła igła okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS</p> <p style="text-align: center;">⊕</p>	17	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC101H

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek

Szwy Endoskopowe

Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 JBT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	26	VICRYL	3/0	120 cm fioletowy	36	MIC586H
	3/0			20 cm fioletowy	36	MIC582H	
	 SH PLUS 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca	26	PDS II	2/0	120 cm fioletowy	36	Z120H
	 JB VB 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	26	ETHIBOND EXCEL	2/0	120 cm zielony	36	MIC253H
	 SHT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	26	VICRYL	3/0	20 cm fioletowy	36	MIC552H
				2/0	20 cm fioletowy	36	MIC551H
	 ST-4 VB Igła prosta, okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT	19	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC103H
				3/0	20 cm fioletowy	36	MIC573H
 SC-1 Igła prosta odwrotnie tnąca	13	VICRYL	4/0	45 cm fioletowy	12	W9410	
 PC-1 Igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła, laparoskopowa PRIME	13	VICRYL	5/0	45 cm niebarwiony	12	W9780	



G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe



	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod	
	SKI-22	22	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	24	E9904S	
	Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT			3/0	20 cm fioletowy	24	E9903S	
				2/0	20 cm fioletowy	24	E9902S	
		SKI-34	36	VICRYL	2/0	75 cm fioletowy	12	W9341
	Igła konwencjonalnie tnąca laparoskopowa							
		JBT VB	26	PDS II	3/0	20 cm fioletowy	36	MIC182H
	Igła okrągła, rozwarstwiająca laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS							
		ST-4 VB	19	PDS II	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC102H
	Igła prosta, okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT	3/0			20 cm fioletowy	36	MIC173H	
	SC-1	13	PDS PLUS	4/0	45 cm fioletowy	36	PDP996H	
Igła prosta odwrotnie tnąca								
	SKI-22	22	ETHIBOND EXCEL	2/0	20 cm biały	24	E6102S	
Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT								
	EN-3	24	ETHIBOND EXCEL	2/0	110 cm zielony	12	EC12	
Igła okrągło-tnąca o komponowanej krzywiznie TAPER CUT	0			110 cm zielony	12	EC11		
	EN-4	24	ETHIBOND EXCEL	2/0	110 cm zielony	12	EC22	
Igła okrągło-tnąca laparoskopowa TAPER CUT								

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 <p>VT-7</p> <p>Igła prosta okrągło-tnąca podwójna TAPER CUT</p>	26	ETHIBOND EXCEL	4/0	45 cm biały	12	W6584
	 <p>SKI-22</p> <p>Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT</p>	22	MERSILK	2/0	40 cm czarny	24	E4103S

Szwy Endoskopowe Produkty do zamknięcia nacięcia po trokarach

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 <p>TN</p> <p>Igła okrągła typu „J” TAPER POINT</p>	26	VICRYL	2/0	110 cm fioletowy	36	MIC514H
				0	110 cm fioletowy	36	MIC515H
	 <p>TN</p> <p>Igła okrągła typu „J” TAPER POINT</p>	26	PDS II	2/0	110 cm fioletowy	36	MIC114H
				0	110 cm fioletowy	36	MIC115H

Do Trokarów o rozmiarze 5 mm zalecamy igły: BB, C1, SHT, JBT, ST4, ST3, PSG
Do Trokarów o rozmiarze 10 mm zalecamy igły: SH PLUS, JB, SH-1 PLUS, JB-1, TN, J, EN-3

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek