


Dostęp



## Trokary bezostrzowe Endopath® XCEL™

- **Poprawa stabilizacji w powłokach jamy brzusznej** – rowkowanie kaniul trokarów bezostrzowych zapewnia znacznie większą stabilizację w ścianie jamy brzusznej<sup>1</sup> eliminując ryzyko wysuwaniu się trokara.
- **Uszczelnienie bez redukcji** – utrzymuje odmě w jamie brzusznej przy stosowaniu narzędzi w szerokim zakresie średnic (od 4,7 mm do 15,7 mm).
- **Łatwa aplikacja narzędzi** – minimalna siła potrzebna do wyjmowania narzędzi!<sup>1</sup>
- **Bezostrzowa końcówka optyczna** – bezpośrednia wizualizacja eliminuje wprowadzanie trokara na ślepo umożliwiając uwidocznienie warstw tkankowych w trakcie wprowadzania. Nie wymaga szwu zamykającego powięź<sup>2</sup> i skutkuje mniejszym ryzykiem przepuklin pooperacyjnych w miejscu wprowadzenia trokara.<sup>3</sup>



<sup>1</sup> W porównaniu z trokarami ENDOPATH® 5 mm i 12 mm i (lub) innymi konkurencyjnymi trokarami. Badanie EP3-0385 i EP3-0386.

<sup>2</sup> Sytuacje kliniczne upośledzające ponowne zbliżenie brzegów powięzi (takie jak powiększenie miejsca wprowadzenia, nadmierne manipulacje oraz ponowne wprowadzanie trokara) mogą, na podstawie oceny klinicznej chirurga, dyktować założenie szwu zamykającego powięź. Nie dotyczy trokarów 15mm ENDOPATH® XCEL™.

<sup>3</sup> McCarus SD, et al. Improving laparoscopic herniation outcomes without trocar site fascial closure: a multicenter trial.

## Ethicon Surgical Care Dostęp

## TROKARY BEZOSTRZOWE

## Trokary bezostrzowe 5 mm Endopath® XCEL™



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
B5ST	Rowkowana	75 mm	6
B5LT	Rowkowana	100 mm	6
B5XT	Rowkowana	150 mm	6
B5SP	Gładka	75 mm	6
B5LP	Gładka	100 mm	6

## Trokar bezostrzowy 5 mm Endopath® XCEL™ z uchwytem pistoletowym



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
B5LPH	Gładka	100 mm	6

## Trokar bezostrzowy 8 mm Endopath® XCEL™



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
B8LT	Rowkowana	100 mm	6

# Ethicon Surgical Care Dostęp

## Trokary bezostrzowe 11 mm Endopath® XCEL™



B11LT

KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
B11LT	Rowkowana	100 mm	6
B11LP	Gładka	100 mm	6

## Trokary bezostrzowe 11 mm Endopath® XCEL™ z uchwytem pistoletowym



B11LTH

KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
B11LTH	Rowkowana	100 mm	6
B11LPH	Gładka	100 mm	6

## Trokary bezostrzowe 12 mm Endopath® XCEL™



B12SRT



B12XT



B12LP



2B12LT



2B12XT

KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
B12SRT	Rowkowana	75 mm	6
B12LT	Rowkowana	100 mm	6
2B12LT*	Rowkowana	100 mm	6
B12XT	Rowkowana	150 mm	6
2B12XT*	Rowkowana	150 mm	6
B12LP	Gładka	100 mm	6

\*Technologia OPTIVIEW®

# Ethicon Surgical Care Dostęp

## Trokary bezostrzowe 12 mm Endopath® XCEL™ z uchwytem pistoletowym



B12LTH



B12LPH

KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
B12LTH	Rowkowana	100 mm	6
B12LPH	Gładka	100 mm	6

## Trokar bezostrzowy 15 mm Endopath® XCEL™



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
B15LT	Rowkowana	100 mm	6

# Ethicon Surgical Care Dostęp

## TROKARY Z OSTRZEM

### Trokary 5 mm Endopath® XCEL™ z bezpiecznym ostrzem



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
D5ST	Rowkowana	75 mm	6
D5LT	Rowkowana	100 mm	6

### Trokar 11 mm Endopath® XCEL™ z bezpiecznym ostrzem



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
D11LT	Rowkowana	100 mm	6

### Trokary 12 mm Endopath® XCEL™ z bezpiecznym ostrzem



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
D12LT	Rowkowana	100 mm	6
D12XT	Rowkowana	150 mm	6

### Zestaw trokarów Endopath®

KOD	OPIS ZESTAWU	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
K5ST	1xD5ST, 1xC5ST	1
K5LT	1xD5LT, 1xC5LT	1
K11LT	1xD11LT, 1xC11LT	1
K12LT	1xD12LT, 1xC12LT	1

# Ethicon Surgical Care Dostęp

## KANIULE

### Kaniula uniwersalna 5 mm ENDOPATH® XCEL™

Mogą być używane zarówno z trokarem XCEL™ bezostrzowym, jak i z bezpiecznym ostrzem



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
CB5LT	Rowkowana	100 mm	6
CB5ST	Rowkowana	75 mm	6

### Kaniula uniwersalna 11 mm ENDOPATH® XCEL™

Może być używana zarówno z trokarem XCEL™ bezostrzowym, jak i z bezpiecznym ostrzem



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
CB11LT	Rowkowana	100 mm	6

### Kaniula uniwersalna 12 mm ENDOPATH® XCEL™

Może być używana zarówno z trokarem XCEL™ bezostrzowym, jak i z bezpiecznym ostrzem



KOD	KANIULA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
CB12LT	Rowkowana	100 mm	6
2CB12LT	Rowkowana	100 mm	6

# Ethicon Surgical Care Dostęp

## KOŃCÓWKA TĘPA

### Trokar 12 mm ENDOPATH® XCEL™



KOD	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
H12LP	100 mm	6

## IGŁY

### Igły ENDOPATH® do insuflacji jamy otrzewnowej



PN120



PN150

KOD	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
PN120	120 mm	12
PN150	150 mm	12

### Igła ENDOPATH® do insuflacji Ultra Veress



KOD	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
UV120	120 mm	12



## Ethicon Surgical Care Dostęp

## TROKARY TORAKOCHIRURGICZNE

Sztywny trokar do chirurgii klatki piersiowej 10 mm/12mm ENDOPATH®



KOD	KANIULA	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
TT012	stabilizacyjna	10 mm/12 mm	10 mm/12 mm	6

Elastyczne trokary torakochirurgiczne FLEXIPATH®



FP007



FP015



FP020

KOD	OBTURATOR I KANIULA	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
FP007	Elastyczna	7 mm	–	6
FP015	Elastyczna	15 mm	–	6
FP020	Elastyczna	20 mm	–	6

Zestaw elastycznych trokarów torakochirurgicznych FLEXIPATH®



KOD	OPIS	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
FPK02	Zawiera: (1) 15 mm obturator i (3) 15 mm elastyczne kaniule	6

# Ethicon Surgical Care Dostęp

CHIRURGIA LAPAROSKOPIA Z ASYSTĄ RĘKI (HALS)

## Retraktory ENDOPATH® DEXTRUS™ HALS



FLR01



FLR02



FLR03

KOD	OPIS	GRUBOŚĆ ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
FLR01	Retraktor mały	< 4 cm	6
FLR02	Retraktor średni	4-7 cm	6
FLR03	Retraktor duży	> 7 cm	6

## Produkty ENDOPATH® DEXTRUS™ HALS



KOD	OPIS	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
HAP02	Pokrywa uszczelniająca z akcesoriami	3

# Ethicon Surgical Care Dostęp

## LAPAROSKOPIA Z JEDNEGO DOSTĘPU (SSL)

### Produkt SSL



KOD	OPIS	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
SSL3P	Nakładka uszczelniająca do laparoskopii z jednego dostępu z akcesoriami (Narzędzie do wprowadzania retraktora i nasadka reduktora)	3

### Retraktor SSL



SSLO1FLR



SSLO2FLR

KOD	OPIS	GRUBOŚĆ ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
SSLO1FLR	Retraktor mały	< 4 cm	6
SSLO2FLR	Retraktor średni	> 7 cm	6