


Szwy Endoskopowe








0 ETHICON® EZ1
(3.5 Ft. Eur.)
PDS® II
Polydioxanone
ENDOSUTURE SYSTEM
for Endoholder
Loop/Boucle/
Schlinge/Loop
Lazo/Lus
50cm
STERILE
AG8J5XPF
2013-06
CE 0086
Manufacturer:
Johnson & Johnson S.p.A.

Szwy Endoskopowe Podwiązki endoskopowe, pętlowe z aplikatorem




		Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
		VICRYL	0	53 cm fioletowy	12	MIC511G
		PDS II	3/0	53 cm fioletowy	12	MIC108G
		PDS II	2/0	53 cm fioletowy	12	MIC109G
		PDS II	0	53 cm fioletowy	12	MIC110G
		PDS II	1	53 cm fioletowy	12	MIC111G
		PDS II	0	63 cm fioletowy	12	MIC112G
		PDS II	1	63 cm fioletowy	12	MIC113G

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 SH PLUS 1/2 koła Igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS	26	PDS II	2/0	120 cm fioletowy	12	MIC136G
				0	100 cm fioletowy	12	MIC134G
	 SHT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT	25,9	PDS II	2/0	100 cm fioletowy	12	MIC131G
	 SHT Igła okrągła, laparoskopowa TAPER POINT	25,9	PDS II	0	100 cm fioletowy	12	MIC130G
 ST-4 VB Igła prosta, okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT	19	PDS II	2/0	100 cm fioletowy	12	MIC133G	


Szwy Endoskopowe

Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość saszetek w op.	Kod
	PSG  Igła prosta, odwrotnie tnąca II generacji, dwuwklęsła PRIME	30	PDS II	0	100 cm fioletowy	12	MIC171G
	1			100 cm fioletowy	12	MIC170G	
	JB VB  1/2 koła igła okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT	26	ETHIBOND EXCEL	2/0	100 cm zielony	12	MIC260G








Szwy Endoskopowe

Podwiązki endoskopowe

		Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość saszetek w op.	Kod
		VICRYL	0	40 cm	12	EJ11
		VICRYL	0	60 cm	12	EJ12
		VICRYL	1	90 cm niebarwiony	24	VS354E
		PDS II	0	40 cm fioletowy	12	EZ11
		PDS II	0	60 cm fioletowy	12	EZ12





Szwy Endoskopowe

Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 SH-1 PLUS 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT	22	VICRYL	3/0	110 cm fioletowy	12	EB15
	 EN-3 Igła okrągło-tnąca o komponowanej krzywiznie TAPER CUT	24	VICRYL	2/0	110 cm fioletowy	12	EB12
				0	110 cm fioletowy	12	EB11
			PDS II	2/0	110 cm fioletowy	12	EA12
	 SHT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT	26	PDS II	2/0	110 cm fioletowy	12	EA62G
	 EN-3 Igła okrągło-tnąca o komponowanej krzywiznie TAPER CUT	24	PROLENE	2/0	110 cm niebieski	12	ED12
	 SH PLUS 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS	26	ETHIBOND EXCEL	0	110 cm zielony	12	EC50
	 JB VB 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	26	ETHIBOND EXCEL	2/0	110 cm zielony	12	EC52





Szwy Endoskopowe

Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość saszetek w op.	Kod
	<p style="text-align: center;">JB-1 VB</p>  <p>1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS</p>	22	VICRYL	3/0	120 cm niebarwiony	36	MIC565H
	<p style="text-align: center;">ST-4</p>  <p>Igła prosta, okrągła</p>	19	VICRYL	2/0	120 cm niebarwiony	36	MIC572H
	<p style="text-align: center;">SH PLUS</p>  <p>1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS</p>	26	ETHIBOND EXCEL	0	120 cm zielony	36	X1059H

Szwy Endoskopowe

Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość saszetek w op.	Kod
	<p style="text-align: center;">SHT</p>  <p>Igła okrągła, laparoskopowa TAPER POINT</p>	26	VICRYL	3/0	40 cm, pętla fioletowy	36	MIC540H
			PDS II	3/0	40 cm, pętla fioletowy	36	MIC140H
	<p style="text-align: center;">ST-4</p>  <p>Igła prosta, okrągła TAPER POINT</p>	19	PDS II	4/0	40 cm, pętla fioletowy	36	MIC144H
	<p style="text-align: center;">SH PLUS</p>  <p>1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS</p>	26	MONOCRYL	3/0	20 cm fioletowy	36	MIC105H
	<p style="text-align: center;">BB VB</p>  <p>3/8 koła igła okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS</p>	17	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC101H



Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 JB-1 VB 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	22	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC563H
	 JBT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	26	VICRYL	3/0	120 cm fioletowy	36	MIC586H
				3/0	20 cm fioletowy	36	MIC582H
	 SH PLUS 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca	26	PDS II	2/0	120 cm fioletowy	36	Z120H
	 JB VB 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	26	ETHIBOND EXCEL	2/0	120 cm zielony	36	MIC253H
	 SHT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	26	VICRYL	3/0	20 cm fioletowy	36	MIC552H
				2/0	20 cm fioletowy	36	MIC551H
	 ST-4 VB Igła prosta, okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT	19	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC103H
				3/0	20 cm fioletowy	36	MIC573H
	 SC-1 Igła prosta odwrotnie tnąca	13	VICRYL	4/0	45 cm fioletowy	12	W9410
	 PC-1 Igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła, laparoskopowa PRIME	13	VICRYL	6/0	45 cm niebarwiony	12	W9779
				5/0	45 cm niebarwiony	12	W9780




Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
 <p>SKI-22 Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT</p>	⊙	22	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	24	E9904S
				3/0	20 cm fioletowy	24	E9903S
				2/0	20 cm fioletowy	24	E9902S
 <p>SKI-34 Igła konwencjonalnie tnąca laparoskopowa</p>	▲	36	VICRYL	2/0	75 cm fioletowy	12	W9341
 <p>JBT VB Igła okrągła, rozwarstwiająca laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS</p>	⊖	26	PDS II	3/0	20 cm fioletowy	36	MIC182H
 <p>ST-4 VB Igła prosta, okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT</p>	⊙	19	PDS II	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC102H
				3/0	20 cm fioletowy	36	MIC173H
 <p>ST-3 Igła prosta, okrągła TAPER POINT</p>	⊙	22	PDS II	0	90 cm fioletowy	24	E4020T
 <p>SC-1 Igła prosta odwrotnie tnąca</p>	▼	13	PDS PLUS	4/0	45 cm fioletowy	36	PDP996H
 <p>SKI-22 Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT</p>	⊙	22	ETHIBOND EXCEL	2/0	20 cm biały	24	E6102S
 <p>ST-3 Igła prosta, okrągła TAPER POINT</p>	⊙	22	ETHIBOND EXCEL	0	100 cm zielony	12	EX10C
 <p>EN-3 Igła okrągło-tnąca o komponowanej krzywiznie TAPERCUT</p>	⊕	24	ETHIBOND EXCEL	2/0	110 cm zielony	12	EC12
				0	110 cm zielony	12	EC11
 <p>EN-4 Igła okrągło-tnąca laparoskopowa TAPERCUT</p>	⊕	24	ETHIBOND EXCEL	2/0	110 cm zielony	12	EC22

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 <p>ST-4</p> <p>Igła prosta okrągło-tnąca podwójna TAPER CUT</p>	19	ETHIBOND EXCEL	4/0	35 cm zielony	36	X7418H
	 <p>SKI-22</p> <p>Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT</p>	22	MERSILK	2/0	40 cm czarny	24	E4103S

Szwy Endoskopowe Produkty do zamknięcia nacięcia po trokarach

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 <p>TN</p> <p>Igła okrągła typu „J” TAPER POINT</p>	26	VICRYL	2/0	110 cm fioletowy	36	MIC514H
0				110 cm fioletowy	36	JC515H	
VICRYL PLUS			2/0	110 cm fioletowy	36	MIC507H	
			0	110 cm fioletowy	36	MIC509H	
	 <p>J J</p> <p>Igła okrągło-tnąca typu „J” podwójna TAPER CUT</p>	31	VICRYL	0	45 cm fioletowy	36	MIC518H
	 <p>TN</p> <p>Igła okrągła typu „J” TAPER POINT</p>	26	PDS II	2/0	110 cm fioletowy	36	MIC114H
				0	110 cm fioletowy	36	MIC115H



Do Trokarów o rozmiarze 5 mm zalecamy igły: BB, C1, SHT, JBT, ST4, ST3, PSG
Do Trokarów o rozmiarze 10 mm zalecamy igły: SH PLUS, JB, SH1 PLUS, JB-1, TN, J, EN-3

Szwy Endoskopowe




0 ETHICON® EZ1
(3.5 Ft. Eur.)
PDS® II
Polydioxanone
ENDOSUTURE SYSTEM
for Endoholder
Loop/Boucle/
Schlinge/Loop
Lazo/Luz
50cm
STERILE
AG8J5XPF
2013-06
CE 0086
Manufacturer:
Johnson & Johnson S.p.A.

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe z aplikatorem

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	<p style="text-align: center;">SH PLUS</p>  <p style="text-align: center;">1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS</p> <p style="text-align: center;">⊖</p>	26	ETHIBOND EXCEL	0	120 cm zielony	36	X1059H

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	<p style="text-align: center;">BB VB</p>  <p style="text-align: center;">3/8 koła igła okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS</p> <p style="text-align: center;">⊙</p>	17	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC101H

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek




Szwy Endoskopowe

Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 <p>JBT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS</p>	26	VICRYL	3/0	120 cm fioletowy	36	MIC586H
				3/0	20 cm fioletowy	36	MIC582H
	 <p>SH PLUS 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca</p>	26	PDS II	2/0	120 cm fioletowy	36	Z120H
	 <p>JB VB 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS</p>	26	ETHIBOND EXCEL	2/0	120 cm zielony	36	MIC253H
	 <p>SHT VB Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS</p>	26	VICRYL	3/0	20 cm fioletowy	36	MIC552H
				2/0	20 cm fioletowy	36	MIC551H
	 <p>ST-4 VB Igła prosta, okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT</p>	19	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC103H
				3/0	20 cm fioletowy	36	MIC573H
	 <p>SC-1 Igła prosta odwrotnie tnąca</p>	13	VICRYL	4/0	45 cm fioletowy	12	W9410
	 <p>PC-1 Igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła, laparoskopowa PRIME</p>	13	VICRYL	5/0	45 cm niebarwiony	12	W9780



G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe



	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
 SKI-22 Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT	⊙	22	VICRYL	4/0	20 cm fioletowy	24	E9904S
				3/0	20 cm fioletowy	24	E9903S
				2/0	20 cm fioletowy	24	E9902S
 SKI-34 Igła konwencjonalnie tnąca laparoskopowa	▲	36	VICRYL	2/0	75 cm fioletowy	12	W9341
 JBT VB Igła okrągła, rozwarstwiająca laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT PLUS	⊖	26	PDS II	3/0	20 cm fioletowy	36	MIC182H
 ST-4 VB Igła prosta, okrągła czarna VISI BLACK TAPER POINT	⊙	19	PDS II	4/0	20 cm fioletowy	36	MIC102H
				3/0	20 cm fioletowy	36	MIC173H
 SC-1 Igła prosta odwrotnie tnąca	▼	13	PDS PLUS	4/0	45 cm fioletowy	36	PDP996H
 SKI-22 Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT	⊙	22	ETHIBOND EXCEL	2/0	20 cm biały	24	E6102S

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek

Szwy Endoskopowe Szwy endoskopowe, igłowe

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 <p>VT-7</p> <p>Igła prosta okrągło-tnąca podwójna TAPER CUT</p>	26	ETHIBOND EXCEL	4/0	45 cm biały	12	W6584
	 <p>SKI-22</p> <p>Igła okrągła, laparoskopowa czarna VISI BLACK TAPER POINT</p>	22	MERSILK	2/0	40 cm czarny	24	E4103S

Szwy Endoskopowe Produkty do zamknięcia nacięcia po trokarach

	Wielkość i rodzaj igły	Długość igły (mm)	Materiał	Rozmiar nici	Długość szwu & kolor	Ilość szaszetek w op.	Kod
	 <p>TN</p> <p>Igła okrągła typu „J” TAPER POINT</p>	26	VICRYL	2/0	110 cm fioletowy	36	MIC514H
				0	110 cm fioletowy	36	MIC515H
	 <p>TN</p> <p>Igła okrągła typu „J” TAPER POINT</p>	26	PDS II	2/0	110 cm fioletowy	36	MIC114H
				0	110 cm fioletowy	36	MIC115H

Do Trokarów o rozmiarze 5 mm zalecamy igły: BB, C1, SHT, JBT, ST4, ST3, PSG
Do Trokarów o rozmiarze 10 mm zalecamy igły: SH PLUS, JB, SH-1 PLUS, JB-1, TN, J, EN-3

G = 12 szaszetek E = 24 szaszetki T = 24 szaszetki H = 36 szaszetek