


Klipsownice i klipsy



Ethicon Surgical Care Klipsownice i klipsy

ENDOSKOPOWE KLIPSOWNICE WIELOSTRZAŁOWE

Endoskopowa wielostrzałowa klipsownica Ligamax™ 5



KOD	ŚREDNICA	ROZMIAR KLIPSU	LICZBA KLIPSÓW	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
EL5ML	5 mm	Średni/Duży	15	3

Endoskopowa automatyczna wielostrzałowa klipsownica LIGACLIP®



KOD	ŚREDNICA	ROZMIAR KLIPSU	LICZBA KLIPSÓW	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
ER320	10 mm	Średni/Duży	20	3

Endoskopowa automatyczna wielostrzałowa klipsownica LIGACLIP®



KOD	ŚREDNICA	ROZMIAR KLIPSU	LICZBA KLIPSÓW	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
ER420	12 mm	Duży	20	3

Ethicon Surgical Care Klipsownice i klipsy

KLIPSOWNICE

Klipsownice wielostrzałowe LIGACLIP®



KOD	DŁUGOŚĆ KLIPSOWNICY	ROZMIAR KLIPSU	LICZBA KLIPSÓW	IŁOŚĆ / OPAKOWANIE
MCS20	23,8 cm	Mały	20	6
MSM20	23,8 cm	Średni	20	6
MCM20	29,2 cm	Średni	20	6
MCM30	29,2 cm	Średni	30	6
MCL20	33,7 cm	Duży	20	6

KLIPSOWNICE LAPAROSKOPOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Klipsownice wielokrotnego użytku LIGACLIP®

(dla klipsów tytanowych i wykonanych ze stali nierdzewnej)



KOD	DŁUGOŚĆ TRZONU	ŚREDNICA TRZONU	KOLOROWE OZNACZENIE (UCHWYT/KLIPS)	UŻYWANE KLIPSY
LC2010Z	33 cm	10 mm	Średni LT200	LT200
LC3010Z	33 cm	10 mm	Średni-Duży LT300	LT300
LC4010Z	33 cm	10 mm	Duży LT400	LT400

KLIPSOWNICE WIELOKROTNEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW OTWARTYCH

Klipsownice wielokrotnego użytku LIGACLIP® - niebieskie



KOD	OPIS	KOLOR RĘKOJEŚCI	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR KLIPSU	IŁOŚĆ / OPAKOWANIE
LX105	–	Niebieski	14,5 cm	Mały	1
LX107	–	Niebieski	18,5 cm	Mały	1
LX110	–	Niebieski	27,5 cm	Mały	1

Ethicon Surgical Care Klipsownice i klipsy

Klipsownice wielokrotnego użytku LIGACLIP® - białe



LX205



LX207



LX210



LX220

KOD	OPIS	KOLOR RĘKOJEŚCI	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR KLIPSU	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
LX205	–	Srebrny	14,5 cm	Średni	1
LX207	–	Srebrny	18,5 cm	Średni	1
LX210	–	Srebrny	27,5 cm	Średni	1
LX220	Ramię pod kątem 45°	Srebrny	27,5 cm	Średni	1

Klipsownice wielokrotnego użytku LIGACLIP® - zielone



LC307



LC310



LC320

KOD	OPIS	KOLOR RĘKOJEŚCI	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR KLIPSU	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
LC307	–	Zielony	18,5 cm	Średni/Duży	1
LC310	–	Zielony	27,5 cm	Średni/Duży	1
LC320	Ramię pod kątem 45°	Zielony	27,5 cm	Średni/Duży	1

Klipsownice wielokrotnego użytku LIGACLIP® - żółte



LC407



LC410



LC420

KOD	OPIS	KOLOR RĘKOJEŚCI	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR KLIPSU	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
LC407	–	Żółty	18,5 cm	Duży	1
LC410	–	Żółty	27,5 cm	Duży	1
LC420	Ramię pod kątem 45°	Żółty	27,5 cm	Duży	1

Ethicon Surgical Care Klipsownice i klipsy

Uchwyt podstawy magazynku do wszystkich klipsów LIGACLIP®



KOD	OPIS	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
LC800	Uchwyt podstawy magazynku do wszystkich klipsów LIGACLIP®	1

KLIPSY POJEDYŃCZE

Klipsy tytanowe LIGACLIP® EXTRA

Do stosowania z klipsownicami wielokrotnego użytku endoskopowymi i konwencjonalnymi



LS100



LT100



LT200



LT300



LT400

KOD	KOLOR	ROZMIAR KLIPSU	DŁUGOŚĆ OTWARTEGO KLIPSA	DŁUGOŚĆ ZAMKNIĘTEGO KLIPSA	LICZBA KLIPSÓW	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
LT100	Niebieski	Mały	2,5 mm	3 mm	6	36
LT200	Biały	Średni	3 mm	5 mm	6	36
LT300	Zielony	Średni/Duży	5,5 mm	8,8 mm	6	18
LT400	Żółty	Duży	8 mm	12 mm	6	18

Ethicon Surgical Care Klipsownice i klipsy

KLIPSY WCHŁANIALNE ABSOLOK

Endoskopowa klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów wchłaniających pojedynczych ABSOLOK®



KOD	ŚREDNICA	ROZMIAR KLIPSU	KOLOR	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
AP2010S	10 mm	Średni	○ Biały	1
AP3010S	10 mm	Średni/Duży	● Zielony	1
AP4010S	10 mm	Large	● Żółty	1

Klipsownica wielokrotnego użytku dla zabiegów otwartych do klipsów wchłaniających pojedynczych ABSOLOK®



KOD	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR KLIPSU	KOLOR	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
AC105	14,5 cm	Mały	● Niebieski	1
AC107	18,5 cm	Mały	● Niebieski	1
AC207	18,5 cm	Średni	○ Biały	1
AC210	27,5 cm	Średni	○ Biały	1
AC307	18,5 cm	Średni/Duży	● Zielony	1
AC310	27,5 cm	Średni/Duży	● Zielony	1
AC410	27,5 cm	Duży	● Żółty	1

Ethicon Surgical Care Klipsownice i klipsy

Klipsy wchłanialne pojedyncze ABSOLOK®



KOD	ROZMIAR KLIPSU	KOLOR	DŁUGOŚĆ OTWARTEGO KLIPSA	DŁUGOŚĆ ZAMKNIĘTEGO KLIPSA	LICZBA KLIPSÓW	ILOŚĆ / OPAKOWANIE
AP200	Średni	○ Biały	3,8 mm	7,3 mm	10	6
AP300	Średni/Duży	● Zielony	5,3 mm	10,5 mm	10	6
AP400	Duży	● Żółty	7,5 mm	13,7 mm	10	6